

MANUAL DEL USUARIO

PERFIL TIROIDEO




Contenido

Plataforma web	2
Página de inicio	2
Iniciando el sistema	3
Página inicial del usuario	4
Tipos de usuario	5
Administrador	5
Personal.....	9
Laboratorista	11
Paciente.....	13
Recuperar contraseña	15


Plataforma web


Página de inicio


El sistema de gestión de exámenes médicos desarrollado por El Grupo de Tratamiento de Señales y telecomunicaciones (GTST) de la Universidad Surcolombiana, permite el manejo de exámenes del perfil tiroideo y el control de la información de los pacientes.



Inicia sesión con tu documento de identidad y la contraseña. Puedes recordar la sesión en tu navegador y recuperar la contraseña si la olvidaste.




ES 

 Iniciar sesión

Iniciar sesión

Escribe tu documento.

Escribe tu contraseña.

 Iniciar sesión

☐ Recordar la sesión.


[Recuperar contraseña.](#)

Iniciando el sistema


Luego de cargar la aplicación en el servidor, al ingresar en el sitio web te solicitará el registro de un usuario administrador para iniciar la gestión de la plataforma. Solo debes llenar los campos y tendrás acceso a la plataforma. Mientras el usuario administrador no haya sido registrado, no se podrá acceder a ninguna de las funciones del sistema.

Página inicial del usuario

La página inicial contiene una barra superior y varios paneles de funciones que se agregan de acuerdo a los tipos de usuarios que hay en la plataforma.



En la barra superior puedes encontrar un botón a la página principal del usuario, uno de idiomas con soporte para inglés y español, y el link a este manual de usuario. A la derecha encuentras un botón para editar tu información personal o cerrar tu sesión.




Tipos de usuario

La plataforma permite 4 tipos de usuario para la gestión de la información. Cada tipo de rol tiene funciones diferentes en el sistema. Los tipos de usuario que se manejan son:

- Administrador
- Personal
- Laboratorista
- Paciente

Administrador

Como administrador puedes gestionar a los usuarios y la información de la plataforma. Tienes un panel que te permite agregar, actualizar o eliminar usuarios en el sistema.



Para agregar un usuario debes llenar el formulario de registro con sus datos. En el formulario debes agregar los roles que tendrá el usuario en la plataforma. Este mismo formulario se usa para actualizar la información del usuario y para crear el administrador inicial del sistema.

Nuevo usuario

Por favor! Registra la información del usuario.

Información personal

Tipo de identificación

Cédula de ciudadanía

Número de identificación

Número de identificación

Nombre

Escribe el nombre

Apellido

Escribe el apellido

Correo electrónico

Escribe el correo electrónico

Información general

Fecha de nacimiento

dd/mm/aaaa

Género

Hombre

Tipo de sangre

A+

Estado civil

Soltero

EPS/ARL

Escribe la EPS/ARL

Información de contacto

Relación

Pariente más cercano

Nombre

Escribe el nombre

Apellido

Escribe el apellido

Teléfono de contacto

Escribe el teléfono de contacto

Datos de ubicación

Teléfono de casa

Escribe el teléfono de casa

Teléfono móvil

Escribe el teléfono móvil

Teléfono de trabajo

Escribe el teléfono del trabajo

Dirección

Escribe la dirección

Ciudad

Escribe la ciudad

Información de sesión

Contraseña

Escribe la contraseña

Confirmar contraseña

Confirma la contraseña

Roles de usuario

Paciente
Administrador
Personal
Laboratorista

Profesión

Profesión

Otro

Agregar

Para actualizar/eliminar un usuario escribe su número de documento en el panel de usuarios y podrás su información personal con las opciones de actualizar o eliminar un usuario.

Información personal		Información general	
Tipo de identificación:	1111	Fecha de nacimiento:	1988-05-01
Nombre:	ErnestoClaro	Género:	Hombre
Correo electrónico:	ernestoclaros@example.com	Estado civil:	Soltero
Edad:	29 años	Tipo de sangre:	A+
		EPS/ARL:	Entidad EPS
Información de contacto		Datos de ubicación	
Relación:	Pariente más cercano	Teléfono de casa:	
Nombre de contacto:	MariaPereira	Teléfono de trabajo:	
Teléfono de contacto:	85236	Teléfono móvil:	811
		Dirección:	calle 54
		Ciudad:	Distrito Capital

Que quieres hacer?

Actualizar usuario

Eliminar usuario

Al actualizar un usuario se mostrará un formulario como el de registro con los datos del usuario cargado en sus campos, donde puedes editar la información del usuario.

Si quieres eliminar al usuario veras un mensaje de validación de la acción para proceder con la acción de eliminación.

Eliminar usuario

¿Estas seguro que deseas eliminar a **Ernesto**, como usuario de la plataforma?. Toda su información será eliminada.

Eliminar usuario

Luego debes validar tus datos de sesión para asegurar que solo tu deseas realizar la acción de eliminación del usuario.

Eliminar usuario


Información del usuario a eliminar

Número de identificación:	2222
Nombre:	LORENA CLAROS
Roles de usuario:	Personal , Paciente

Debido a que vas a eliminar toda la información del usuario, por favor te pedimos que confirmes tu información de sesión para validar la petición.


Personal

Como usuario del personal tienes un panel para el manejo de pacientes. Para acceder al paciente debes escribir su número de documento en el campo.



Panel para consultar un paciente. Incluye un ícono de una persona con un estetoscopio, el título "Consultar un paciente", el subtítulo "Realiza acciones sobre los pacientes", un campo de texto para el "No. de documento del paciente" y un botón "Consultar".

Al consultar un paciente puedes ver su información personal y también una sección para autorizar los exámenes del perfil tiroideo.



Formulario de información personal y autorización de exámenes. El formulario está dividido en secciones: Información personal, Información general, Información de contacto y Datos de ubicación. Debajo de estas secciones hay una sección para autorizar exámenes, que incluye un botón "Autorizar examen", un menú desplegable "Seleccionar", un botón "Agregar" y una tabla de exámenes.

Orden	Examen	Acción	Realizado
4	Tiroglobulina [Masa / volumen] en suero o plasma		No
3	Triyodotironina libre (T3) [Masa/volumen] en suero o plasma		No

Los exámenes autorizados los puedes ver en la misma sección. Tienes la opción de eliminar el examen mientras el laboratorio no lo haya realizado.

Exámenes				
Mostrar	10	registros	Buscar:	
Orden	Examen	Fecha	Acción	Realizado
4	Tiroglobulina [Masa / volumen] en suero o plasma	--		No
3	Triyodotironina libre (T3) [Masa/volumen] en suero o plasma	--		No
2	Tirotropina [Unidades/volumen] en suero o plasma TSH	2017-07-26		Ver
1	Tiroxina libre (T4) [Masa/volumen] en suero o plasma	--		No
Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros				<< 1 >>

Luego de realizado el examen por el laboratorista, puedes dar clic en el botón [Ver](#) para mostrar los resultados.

Se mostrará la información del examen realizado y tienes la posibilidad de agregar tu comentario como especialista sobre los resultados.

Información del examen.

Examen: (3016-3) Tirotropina [Unidades/volumen] en suero o plasma TSH

Orden: 2

Paciente: 2222 - LORENA CLAROS

Especialista: Ernesto Claro

Autorizado: 2017-07-26

Resultados

Unidad de medida	Valor medido	Rango de referencia	Interpretación
uIU/mL	1.0	0.3 - 3.0	Normal

Comentarios del laboratorio: Normal status

Comentarios del especialista:

Agregar

Laboratorista

Los usuarios de laboratorio realizan los exámenes médicos. Para acceder a los exámenes autorizados, das clic en el botón *Realizar el examen*, en el panel del laboratorista.



El laboratorista verá una lista de los exámenes que han sido autorizadas para realizar. Para realizar el examen das clic en el botón *Ver*.

Exámenes			
Mostrar	10	registros	Buscar: <input type="text"/>
Orden	Examen	Paciente	Acción
1	Tiroxina libre (T4) [Masa/volumen] en suero o plasma	2222	<button>Ver</button>
3	Triyodotironina libre (T3) [Masa/volumen] en suero o plasma	2222	<button>Ver</button>
4	Tiroglobulina [Masa / volumen] en suero o plasma	2222	<button>Ver</button>
Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros			<< 1 >>

En el formulario para realizar el examen agregas la información solicitada. El icono **i**, en el nombre del examen te brinda más información sobre la variable medida.

Realizar examen

Por favor! Registra la información del examen.

Examen:

(3024-7) Tiroxina libre (T4) [Masa/volumen] en suero o plasma

i

Orden:

1

Paciente:

2222 - LORENA CLAROS

Especialista:

Ernesto Claro

Autorizado:

2017-07-26

Unidad de medida:

ng/dL

Valor medido:

Escribe el valor medido

Valor mínimo:

0,71

Valor máximo:

1,85

Comentarios del laboratorio:

Agrega comentarios de laboratorio

Agregar

Paciente

Puedes consultar tus exámenes dando clic en el botón [Consultar exámenes](#) en el panel para el paciente.



Podrás ver tu información personal y los exámenes autorizados. Cuando el laboratorista realice los exámenes, puedes dar clic en el botón [Ver](#) para mostrar los resultados.

Información personal		Información general	
Tipo de identificación:	2222	Fecha de nacimiento:	1967-07-01
Nombre:	LORENA CLAROS	Género:	Hombre
Correo electrónico:	lorenaclaros@example.com	Estado civil:	Soltero
Edad:	50 años	Tipo de sangre:	A+
		EPS/ARL:	entidad
Información de contacto		Datos de ubicación	
Relación:	Pariente más cercano	Teléfono de casa:	
Nombre de contacto:	LILIANA MARTINEZ	Teléfono de trabajo:	
Teléfono de contacto:	85236	Teléfono móvil:	31125
		Dirección:	CALLE 96
		Ciudad:	Distrito Capital

Exámenes

Mostrar registros

Buscar:


Orden	Examen	Fecha	Realizado
4	Tiroglobulina [Masa / volumen] en suero o plasma	--	No
3	Triyodotironina libre (T3) [Masa/volumen] en suero o plasma	--	No
2	Tirotropina [Unidades/volumen] en suero o plasma TSH	2017-07-26	Ver
1	Tiroxina libre (T4) [Masa/volumen] en suero o plasma	--	No

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros

<< 1 >>

La información del examen será desplegada para ser consultada por el paciente.

Información del examen.

Examen: (6768-6) ALP Alkaline phosphatase 

Orden: 1

Paciente: 1111 - Ernesto Claro

Especialista: LORENA CLAROS

Autorizado: 2017-07-25


Resultados

Unidad de medida	Valor medido	Rango de referencia	Interpretación
U/L	65	30.0 - 120.0	Normal

Comentarios del laboratorio: Dentro del rango normal

Recuperar contraseña

Para ello debes escribir tu número de identificación y será enviado un enlace a tu correo para cambiar la contraseña de tu cuenta.



Cambiar contraseña

Será enviado un enlace a tu correo para restablecer la contraseña.

Consultar

El correo contiene un enlace donde podrá cambiar tu contraseña. Este enlace expirará dentro de 24 horas si no has restablecido tu contraseña.


Restablece tu contraseña

Hola **Ernesto Claro!** Para poder restablecer tu contraseña de acceso a la plataforma medica, da click [AQUI](#).

O copia este enlace en tu navegador para acceder:

`http://192.168.1.100:8080/medica/re/changePassword?id=1&token=1a35a1ad-f255-4c04-99f7-3c46629a7855`

Después solo debes ingresar tu número de identificación y la nueva contraseña.



Cambiar contraseña

Escribe la nueva contraseña para tu cuenta.